

Klonowanie i transfekcja

Technologie dostosowane do otrzymywania czystego DNA plazmidowego

-15%

Oferta promocyjna obowiązuje do 30 czerwca 2019

- Najwyższa jakość
- Oczyszczanie w skali od Mini do Giga
- Krótki czas przygotowania zapewniający świetne wyniki
- Przy zakupie produktów objętych promocją notes do laboratorium gratis



Notes do laboratorium gratis!

KLONOWANIE I TRANSFEKCJA

Od 1 kwietnia do 30 czerwca **15%** rabatu na wybrane zestawy

NucleoSpin®



- Technologia membrany silikonowej
- Kolumny Mini spin do zastosowania w wirówkach
- Gotowe do transfekcji

NucleoBond®



- Technologia wymiany jonów
- Kolumny od Midi do Giga na zasadzie przepływu grawitacyjnego
- Gotowe do transfekcji lub plazmidy wolne od endotoksyn

NucleoSnap®



- Wytrącanie lub filtracja
- Kolumny Midi-Snap-off lub przy zastosowaniu próżni
- Gotowe do transfekcji

Zestawy do oczyszczania plazmidów (format Mini)

NucleoSpin® Plasmid	740 588.250	250 izolacji	293 €	249 €
NucleoSpin® Plasmid (NoLid)	740 499.250	250 izolacji	293 €	249 €
NucleoSpin® Plasmid EasyPure	740 727.250	250 izolacji	229 €	195 €
NucleoSpin® Plasmid Transfection-grade	740 490.250	250 izolacji	327 €	278 €

Zestawy do oczyszczania plazmidów (format Midi)

NucleoSnap® Plasmid Midi	740 494.50	50 izolacji	344 €	292 €
NucleoBond® Xtra Midi	740 410.50	50 izolacji	347 €	295 €
NucleoBond® Xtra Midi	740 410.100	100 izolacji	639 €	543 €
NucleoBond® Xtra Midi Plus	740 412.50	50 izolacji	410 €	349 €
NucleoBond® Xtra Midi EF	740 420.50	50 izolacji	522 €	444 €
NucleoBond® Xtra Midi Plus EF	740 422.50	50 izolacji	617 €	525 €

Zestawy do oczyszczania plazmidów (format Maxi)

NucleoBond® Xtra Maxi	740 414.50	50 izolacji	801 €	681 €
NucleoBond® Xtra Maxi	740 414.100	100 izolacji	1481 €	1259 €
NucleoBond® Xtra Maxi Plus	740 416.50	50 izolacji	896 €	762 €
NucleoBond® Xtra Maxi EF	740 424.50	50 izolacji	1242 €	1056 €
NucleoBond® Xtra Maxi Plus EF	740 426.50	50 izolacji	1391 €	1182 €
NucleoBond® Xtra BAC	740 436.25	25 izolacji	477 €	406 €

Zestawy do oczyszczania plazmidów (format Giga)

NucleoBond® PC 10000	740 593	5 izolacji	302 €	257 €
NucleoBond® PC 10000 EF	740 548	5 izolacji	421 €	358 €

Zatężanie i odsalanie plazmidowego DNA Izolacja RNA z krwi

NucleoSpin® Finisher Midi	740 439.50	50 izolacji	170 €	145 €
NucleoSnap® Finisher Midi	740 434.50	50 izolacji	170 €	145 €
NucleoSnap® Finisher Maxi	740 435.50	50 izolacji	198 €	168 €

Zestawy do oczyszczania DNA

NucleoSpin® Gel and PCR Clean-up	740 609.250	250 izolacji	371 €	315 €
----------------------------------	-------------	--------------	-------	-------

Warunki handlowe

- Do cen należy doliczyć: podatek VAT – 23%
- Ceny rzeczywiste będą wyliczone w oparciu o kurs sprzedaży Euro banku Getin Bank Polska S.A z dnia wystawienia faktury
- Termin dostawy: ok. 2 tygodnie
- Transport: 15,00 zł netto, powyżej 2000 zł netto – bezpłatny

bioanalityka
2019

NucleoSpin®, NucleoBond® oraz NucleoSnap® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Macherey-Nagel GmbH & Co. KG.

www.mn-net.com

MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Neumann-Neander-Str. 6-8 · 52355 Düren · Germany
Tel.: +49 24 21 969-0 E-mail: info@mn-net.com
Faks: +49 24 21 969-199



AQUA LAB A. Sierżputowski i Wspólnicy Sp. j.
Zabłocka 10 · 03-194 Warszawa
Tel.: +48 22 676 90 28 E-mail: info@aqualab.pl
Faks: +48 22 819 40 55

